



Wasser Compatibility

25. Juni 2021

Übersicht zur Verwendbarkeit unserer Produkte im Wasser und in feuchten Umgebungen.

	 Süßwasser	 Salzwasser	 Chlorhaltiges Wasser
Prothesenfüße			
Agilix	✓	✓	✓
DynAdapt	✓	✓	✓
Dynatrek	✓	✓	✓
Highlander & Highlander Max	✓	✓	✓
Pacifica & Pacifica LP	✓	✓	✓
Rush Hipro	✓	✓	✓
Rush Rampage	✓	✓	✓
Rush Rampage LP	✓	✓	✓
Rush Rogue 2	✓	✓	✓
Rush Rover	✓	✓	✓
Rush Chopart	✓	✓	✓
Rush Kid	✓	✓	✓
Sierra	✓	✓	✓
Kniegelenke			
Easy Ride	✓	✓	✓
Plié 3	✓	✗	✗
Prothesenfüße mit Gelenk			
Kinnex 2.0	✓	✗	✗
Strukturteile			
Adapter: 1D40 Titan (Rohradapter mit Pyramidenaufnahme)	✓	✓	✓
Rohradapter 1G01 (Aluminium D=30mm)	✓	✓	✓
1K202 Titan UKB Anker	✓	✓	✓

In der jeweiligen Gebrauchsanweisung finden Sie alle Einzelheiten zur Reinigung und Pflege der einzelnen Produkte.

Auf der Internetseite finden sie weitere Informationen in unserem interaktiven Katalog



Sophie DESBOIS
EMEAR Area - Head of Marketing