

# easy RUN

BOUGER ET PRENDRE SOIN DE SOI



## Lame de sport

Easy Run est une lame de sport pour les **sportifs amateurs** débutants ou confirmés. Elle permet la pratique des sports **en salle ou en plein air**.

La lame en **fibre de verre** est résistante et offre une restitution d'énergie élevée et assure la propulsion nécessaire pendant la course.

Etude Proteor : **163** Personnes appareillées d'une prothèse avec un pied prothétique classe III ont été interrogées sur leur pratiques sportives :

- **83 %** Des personnes interrogées pensent que pratiquer une activité physique améliorerait le bien-être général.
- **59 %** Des personnes interrogées souhaitent pratiquer le jogging.

#HUMANFIRST

110 kg

4

3

2

1

# easy RUN

BOUGER ET PRENDRE SOIN DE SOI



CONNECTEUR PYRAMIDAL ORIENTABLE EN ROTATION

LAME INCURVEE EN FIBRE DE VERRE

LAME INFERIEURE AVEC UN RAYON DE COURBURE OPTIMISE

6 motifs disponibles  
Semelle noire ou verte



1A920 - # N

1A920 - # G

1A920 - # V

1A920 - # U

1A920 - # E


1A920 - # O



MADE IN FRANCE



SEMELLE  
ANTIDERAPANTE



Caracteristiques techniques						
Référence de commande	1A920-#					
Coloris	N	O	E	U	V	G
Poids	1088 g					
HC	220 mm					
Matériaux	Fibre de verre + caoutchouc					
Connecteur proximal	Pyramide Peut éventuellement être remplacé par le connecteur femelle 1K66.					

Choix du module en fonction du poids et du type d'activité							
	40-49	50-59	60-69	70-79	80-88	90-99	100-110
Impact modéré		1	2	3	4	5	6
Impact élevé	1	2	3	4	5	6	

Semelles de remplacement	
Kit semelle verte	1A92013-1
Kit semelle noire	1A92013-2

6 rue de la redoute - Z.I. SAINT APOLLINAIRE  
 CS 37833 - 21078 DIJON cedex - FRANCE  
 Tél. : +33(0)3 80 78 42 30 - Fax : +33(0)3 80 78 42 15  
 ht.france@proteor.com - www.proteor.fr

La lame de sport Easy Run est un produit destiné aux professionnels de santé pour la réalisation de dispositifs médicaux de classe I, fabriqué par la société PROTEOR. Ces dispositifs sont destinés à l'appareillage de personnes amputées. La lame de sport Easy Run n'est pas prise en charge par les organismes d'assurance maladie. Lire attentivement la notice d'utilisation