



Aqua Compatibilité

27 juin 2023

A qui de droit :


Veuillez trouver des informations concernant les niveaux de compatibilité aquatique pour nos composants.

PIEDS	 EAU DOUCE	 EAU SALEE	 EAU CHLOREE
Agilix	✓	✓	✓
DynAdapt	✓	✓	✓
Dynatrek	✓	✓	✓
Exalto	✓	✓	✓
Highlander & Highlander Max	✓	✓	✓
Pacifica & Pacifica LP	✓	✓	✓
Rush Chopart	✓	✓	✓
Rush Hipro	✓	✓	✓
Rush Kid	✓	✓	✓
Rush Rampage	✓	✓	✓
Rush Rampage LP	✓	✓	✓
Rush Rogue 2	✓	✓	✓
Rush Rover	✓	✓	✓
Shockwave	✓		
Sierra	✓	✓	✓
GENOUX			
Easy Ride	✓	✓	✓
PROTEOR QUATTRO	✓	*	*
Plié 3	✓	*	*
CHEVILLES			
Kinnex 2.0	✓	*	*
COMPOSANTS			
Connecteur 1D40 en titane (Tube / Pyramide femelle)	✓	✓	✓
Tube 1G01 (Aluminium Ø 30mm)	✓	✓	✓
1K202 Ancre tibiale en titane	✓	✓	✓

* En cas de contact avec de l'eau salée ou chlorée, la prothèse doit être rincée abondamment à l'eau douce immédiatement après le contact pour éviter la corrosion, tout en la nettoyant, puis en la séchant.

Veuillez consulter le mode d'emploi pour obtenir tous les détails sur le nettoyage et l'entretien de chaque produit. Notre catalogue interactif est disponible sur notre site web pour de plus amples informations.

Cordialement,



Sophie DESBOIS

EMEAR Area - Head of marketing & customer service